

USB регистратор данных Температура

testo

184 T1 testo 184 T2

testo 184 T3

Четкая индикация тревоги

Простота в эксплуатации

Простая конфигурация без установки программного

обеспечения Удобное считывание благодаря автоматическому

хранению отчетов в формате PDF (без установки и загрузки)



С помощью регистраторов данных testo 184 вы отслеживаете каждый этап своей холодовой цепи при транспортировке конфиденциальных товаров железнодорожным, воздушным или автомобильным транспортом. testo 184 T1 и testo 184 T2 надежно защищены вашими

встроенный аккумулятор разработан как регистратор с ограниченным сроком службы, что делает его идеальным для перевозки в одну сторону. сменный аккумулятор testo 184 T3 делает его идеальным регистратором для внутренней логистики. В пункте назначения вы можете одним взглядом увидеть, были ли соблюдены установленные ограничения. Чтобы подробно ознакомиться с

чтобы сообщить об этом, достаточно подключить регистратор к калькулятору - сразу же будет сгенерирован отчет в формате PDF со всеми соответствующими данными. Чтобы вам было еще удобнее и эффективнее работать с регистраторами данных, все необходимые для этого файлы и информация хранятся в соответствующем testo 184 напрямую - и практически без потерь: файл конфигурации, сертификат приемочных испытаний, руководство пользователя и отчет в формате PDF о ваших записанных измеренных данных.

технические данные

testo 184 T1

USB-регистратор данных testo 184 T1 для измерения температуры, срок службы 90 дней

Лучший. № 0572 1841 г.



testo 184 T3

USB-регистратор данных testo 184 T3 для измерения температуры, неограниченное время работы от сменного аккумулятора

Лучший. № 0572 1843 г.



testo 184 T2

USB-регистратор данных testo 184 T2 для измерения температуры, время использования 150 дней

Лучший. № 0572 1842 г.





Измеренный размер	
датчика	Температура
Датчик	NTC-Sensor, intern
температуры диапазон измерения	-35 ... +70 °C
Точность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C

Общие технические характеристики

	testo 184 T1	testo 184 T2	testo 184 T3
Источник питания	Литиевая батарея, не подлежит замене	Литиевая батарея, не подлежит замене	Литиевая батарея CR2450,
Время разветвления	90	150	3 В,сменная
Срок службы батареи	дней ·	дней ·	безлимитно
Память часов измерения	1 мин. 24 ч	1 мин ... 24 ч	500 дней (при +25 °C и 15 мин цикла измерения)
	16000 показаний	40000 показаний	1 мин ... 24 ч
			40000 показаний
Маркировка	на светодиодах	о светодиодах и дисплее	через светодиоды и дисплей
сигнализации Размеры	33 x 9 x 74 мм	44 x 12 x 97 мм	44 x 12 x 97 мм
Вес	25 г	45 г	45 г
Степень защиты	IP65		
Рабочая температура	-35 ... +70 °C		
Температура хранения	-35 ... +70 °C		
Максимальный срок хранения Комплект	Через 1 год после доставки		·
поставки Экзамены,	Регистратор данных, сертификат приемки температуры (хранится в формате PDF на регистраторе), аккумулятор CR2450 - EN 12830 сертифицирован		
сертификаты	(C.D) · Сертифицирован HACCP-International · программное обеспечение testo ComSoft CFR (версия 4.3 SP2 или выше), совместимый с CFR 21, часть 11		

Принадлежность

testo 184 T1/T2/T3		Лучший номер
Мобильный принтер для регистратора данных testo 175/176/184	-0572 0576	
ComSoft Professional, профессиональное программное обеспечение, включая Архивирование данных	0554 1704	
ComSoft CFR 21, часть 11, программное обеспечение для требований CFR 21, часть 11, для регистраторов данных Testo	0554 1705	
Сертификат калибровки ISO Температура, датчик температуры; точки калибровки -18 °C; 0 °C; +60 °C; для каждого канала/устройства	0520 0151	

testo 184 T2/T3		Лучший-№
Настенное крепление для testo 184	0554 1841 r.	

testo 184 T3		Лучший-№
Литиевая батарея CR2450, 3 В	0515 5841	

Программное обеспечение на борту

Choose Model :

T1

T2

T3

T4

H1

G1

Expert Mode :

YES

NO



Expert Mode

General Information

Report Language :
English

Report Title :
Fresh meat

Report Time Zone :
UTC+01:00 Amsterdam, Berlin, Paris, Rome, S...

Comment :
Roeto 22

E-Mail To :
kpbrown@gmx.com

Sender :
Peter brown

Receiver :
Paul Smith

Device Configuration

Meas. Interval :
0 hour 15 min

Start Setting :
button time

Start Date/Time :
2013-09-01 12:00

Start Delay :
0 hour 10 min

Stop Setting :
button time

Stop Date/Time :
2013-09-02 12:00

LCD Enable

LED Enable

Time Mark Enable

NFC

Date/Time Format :
DD-MM-YYYY hh:mm

MKT Activation Energy :
82.146 kJ/mol

Remaining Battery :
568 days

Alarm Settings

Temp.

Temp.

Temp.

Temp.

Hum.

Hum.

Shock

↑

↓

↑

↓

↑

↓

↑

60 °C

20 °C

— °C

— °C

40.0 %

20.0 %

4.0 g

Alarm Type

Allowed Time

On

On

On

On

On

On

On

60 min

60 min

60 min

60 min

60 min

60 min

60 min

Please click here to transfer the configuration data to the data logger:



Для настройки регистратора testo 184 не требуется устанавливать какое-либо программное обеспечение на ПК или ноутбук. Инструмент настройки PDF хранится в самом регистраторе и может быть открыт простым двойным щелчком мыши.

Без какой-либо загрузки, без какой-либо установки. После установки соответствующих параметров конфигурация просто сохраняется в регистраторе - и он готов к работе!

Если регистратор подключается к ПК после завершения измерения , он автоматически отправляет отчет в формате PDF со всеми ключевыми данными, программированием и графикой

История значений создается и сохраняется в памяти регистратора. Его можно открыть и распечатать двойным щелчком мыши или отправить по электронной почте.

Если требуются расширенные возможности считывания, клиент может получить их, купив ComSoft Professional. Для достижения соответствия требованиям 21 CFR, часть 11, часто встречающимся в фармацевтической отрасли, существует специальное программное обеспечение, специально подходящее для этого в качестве аксессуара.

